


تجهيزات جانبی دزیمتری TLD

ابزارهای جابجایی کریستال های TLD



ابزارهای حمل کریستال های TLD

حمل و نگهداری دقیق کریستال های TLD از صدمات فیزیکی و آلودگی آنها جلوگیری می کند. ابزارهای حمل عمومی، دستگاه مکنده کریستال TLD و ظرف نگهداری و پرتو دهی کریستال ها می باشد. برای عملیات بازپخت در کوره TLD از ظرف آنیل استیل استفاده می شود. به منظور حمل و نگهداری آسان کریستال ها، ظرف پرتو دهی و ظرف بازپخت با سایز و تعداد حفره یکسان در نظر گرفته شده اند.

مشخصات فنی :

ظرف بازپخت

ظرفیت	۱۲۰ عدد کریستال TLD به همراه درب
جنس	استیل
سایز	103mm x 83mm

ظرف پرتو دهی

ظرفیت	۱۲۰ عدد کریستال TLD به همراه درب
جنس	PMMA
سایز	103mm x 83mm

دستگاه مکنده (Vacuum Tweezers) TLD

ورودی برق	230 V, 50-60 HZ
اجزا اصلی	بدنه صلی دستگاه، یک متر شیلنگ، سوزن مکنده
سایز	205mm x 70mm x 15mm

